



Elektroniczna krzesłkowa waga medyczna SECA 956

Opis produktu:

Elektroniczna waga krzesłkowa ze składanymi podłokietnikami i podnóżkami.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektroniczna waga krzesłkowa ze składanymi podłokietnikami, podnóżkami i nośnością maksymalną **200 kg**. Wbudowane rolki umożliwiają bezwysiłkowe przemieszczanie wagi. Funkcja **TARA** daje możliwość ustalenia masy każdego nowo dodanego przedmiotu.

Seca 956 - cechy charakterystyczne:

- Wygodny transport pacjenta dzięki 4 podgumowanym, łatwo obracającym się kółkom. 2 kółka z hamulcami,
- 2 regulowane podgumowane podparcia wagi z przodu do 100% zabezpieczenia stabilności siadania lub przesadzania pacjenta,
- Siedzisko wykonane z ABS – wytrzymałego plastiku, który można bezpiecznie dezynfekować,
- Pewna pozycja siedząca dla osób o dużej budowie ciała dzięki odchylanym podłokietnikom i elastycznemu siedzisku,
- Niezależna od źródła zasilania elektrycznego dzięki zasilaniu bateryjnemu,
- Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie.

Seca 956 dodatkowe opcje:

- Seca 956 - **Elektroniczna waga krzesłkowa** do 300 kg i modułem RS232 (Interfejs ten pozwala na połączenie wagi seca bezpośrednio z komputerem lub drukarką.)

Dane techniczne:

Klasa dokładności:	I (1)
Nośność [kg]:	200

Podziałka (g):	100
Wymiary (SxWxG) [mm]:	563 x 897 x 956
Zasilanie	baterie
Funkcje:	automatyczne wyłączanie, TARA, HOLD

Informacje:

Rodzaj wagi: Krzeselkowa
Rodzaj wagi: Elektroniczna

Model:

Seca akcesoria: -, do 300 kg + moduł RS232
(seca 959)