



Jednorazowy pojemnik na mocz do przetwornika przepływu Laborie

Opis produktu:

Jednorazowy pojemnik na mocz do przetwornika przepływu Laborie DIS 900 .

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowy pojemnik na mocz do przetwornika przepływu Laborie .

ilość w opakowaniu:

1szt.

długość:

0-1000 ml znacznik co 50 ml

0-32 oz znacznik co 2 oz

Informacje:

Model: