

Papier termiczny do drukarki Laborie - 5 sztuk (11,1 cm x 20 metrów).



**Opis produktu:**

Papier termiczny DIS 155 do drukarki Laborie (11,1 cm x 20 metrów). Papier sprzedawany w opakowaniach po 5 sztuk.

**Zdjęcia produktu:**

**Szczegółowy opis produktu:**

Wysoka jakość papieru termicznego. Wykorzystywany w drukarkach termicznych Urocap.

**długość:**

11,1 cm x 20 metrów

**opakowanie zbiorcze:**

5 sztuk

**Informacje:**

**Model:**