

Mankiet ciśnieniowy

Opis produktu:

Mankiet ciśnieniowy do aparatów Firmy Laborie Medical Technologies DIS 302.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wykorzystywany wraz z cewnikami wodnymi podczas profilometrii. Zapewnia stałe ciśnienie podczas testowania dokładności pomiaru ciśnienia w cewce moczowej. Element można wykorzystywać wraz z workami o pojemności 500ml oraz 1000ml

Ilość w opakowaniu:

1szt.

Informacje:

Model: