

Dreny ciśnieniowe z kranikiem.

Opis produktu:

Dreny ciśnieniowe z kranikiem TUB 101.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dreny ciśnieniowe z kranikiem do pomiaru ciśnienia z trzykierunkowym zaworem są przeznaczone do stosowania z aparatami firmy Laborie Medical Technologies Inc.

Wykorzystywane są przy wykonywaniu następujących badań urodynamicznych:

- uroflometria
- cystometria
- badanie mikcji
- badanie ciśnieniowo-przepływowe

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

nie zawiera lateksu, sterylne

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)