



Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie, 400 cm.

Opis produktu:

Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie TUB 500.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw infuzyjny pompy wodnej jest przeznaczony do stosowania z aparatami firmy Laborie Medical Technologies Inc. Zawiera wszystkie elementy wymagane do prawidłowej infuzji płynów przez cewniki urodynamiczne. Wykorzystywany przy wykonywaniu następujących badań urodynamicznych:

- uroflometria
- cystometria
- badanie mikcji
- badanie ciśnieniowo-przepływowe

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

Materiał:

Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne

Długość:

400cm

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk
(opakowanie zbiorcze)