



Kopułki do przetworników ciśnienia Laborie i Mediwatch

Opis produktu:

Kopułki do przetworników ciśnienia z serii Medex MX960, dla systemów UDS 94.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kopułki do przetworników ciśnienia z serii Medex MX960, dla systemów UDS 94 Firmy Laborie Medical Technologies. MX 960 XX są przeznaczone do stosowania z aparatami firmy Laborie Medical Technologies Inc. Jednorazowe kopułki zapewniają izolację pomiędzy pacjentem, a membraną przetwornika. **Konieczna zatyczka typu Luer lock - DIS102.**

Ilość w opakowaniu:

Pakowane pojedynczo w sterylne torebki, opakowanie zbiorcze 50 szt.

Informacje:

Opcje produktu:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 50 sztuk (opakowanie zbiorcze)