

victOR - medyczny system do archiwizacji danych



Opis produktu:

Uzupełnia ofertę firmy Richard WOLF w zakresie rejestracji obrazów w wysokiej rozdzielczości HDTV. System składa się z monitora dotykowego przeznaczonego do sterowania oraz komputera medycznego zawierającego niezbędne oprogramowanie. Dzięki kompaktowej budowie komputer oraz monitor mogą być umieszczone na standardowym wózku.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

System victOR uzupełnia ofertę firmy Richard WOLF w zakresie rejestracji obrazów w wysokiej

rozdzielczości HDTV. System składa się z monitora dotykowego przeznaczonego do sterowania oraz komputera medycznego zawierającego niezbędne oprogramowanie. Dzięki kompaktowej budowie komputer oraz monitor mogą być umieszczone na standardowym wózku.

Cechy systemu:

- Archiwizacja danych w jakości HDTV z rozdzielczością 1920 x 1080p. Zapis jest dokonywany w czasie rzeczywistym i bezpośrednio na pamięć przenośną (pendrive) lub dysk twardy USB
- Sekwencje video mogą być kompresowane do formatu H.264 (MPEG4)
- Łatwa intuicyjna kontrola poprzez monitor dotykowy 19"
- Przejrzyste i czytelne menu
- Możliwość zapisu szczegółowych danych pacjenta
- Możliwość podłączenia dwóch niezależnych źródeł obrazu np. kamery operacyjnej i dodatkowej kamery znajdującej się przy lampie sufitowej
- Zintegrowana nagrywarka; kopie przeznaczone dla pacjenta mogą być zapisane na dysku DVD lub Blu-Ray
- Możliwość zapisu pojedynczych klatek sekwencji video jako obrazów (tzw. screenshot)
- Możliwość natychmiastowej edycji zapisanego filmu. Rozmiar filmu może być zmniejszony poprzez usunięcie nieistotnych fragmentów
- Możliwość podłączenia do lokalnej sieci komputerowej (bez konieczności instalowania DICOM oraz PACS)
- Kompatybilny z systemami WOLF i innych producentów
- System posiada niezbędne certyfikaty pozwalające na pracę na Sali operacyjnej

Informacje:**Model:**