

WKD - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych



Opis produktu:

Profesjonalne **urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych** z systemem efektywnych dysz przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WKD - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych

Urządzenie do masażu wirowego WKD to niezastąpione urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego.

Urządzenie jest sprzedawane razem ze stopniami.

Cechy charakterystyczne:

- niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - 120 l,
- efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych,
- regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznicowa,
- stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia.

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy ułatwiają pacjentowi wejście i wyjście z wirówki WKD. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.

Dane techniczne

Szerokość schodów	502 mm
Wysokość stopnia dolnego	189 mm
Wysokość całkowita	364 mm

Głębokość	665 mm
-----------	--------

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	120
Pojemność do przelewu [l]	160
Liczba dysz:	6
Pobór prądu [A]:	5
Czas napełniania/oprózniania [min]:	3 / 2
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	117 x 62 x 81
Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]:	60
Waga [kg]:	55

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Liczba dysz: 6
 Szerokość: 620 mm
 Długość: 1170 mm
 Wysokość: 810 mm
 Zasilanie: 230 V / 50 Hz
 Masa urządzenia: 55 kg
 Pojemność zabiegowa: 120 l
 Pojemność do przelewu: 160 l
 Pobór prądu: 5 A
 Czas napełniania: 3 min
 Czas opróżniania: 2 min

Model:

Kolor: Calypso, Biały