

Aparat do ultradźwięków Pulson 400

Opis produktu:

Pulson 400 to **aparat do terapii ultradźwiękami** z dwiema wieloczęstotliwościowymi głowicami **1 i 3 MHz o powierzchni 1 i 4 cm²**. Aparat Pulson 400 został zaprojektowany z myślą o tym, aby codzienną pracę uczynić znacznie łatwiejszą.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do ultradźwięków Pulson 400

Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Połączenie najwyższej jakości wykonania z prostotą obsługi sprawia, że jest to aparat bardzo uniwersalny i godny polecenia dużym ośrodkom rehabilitacyjnym.

Akcesoria standardowe:

- głowica ultradźwiękowa 4 cm² (1 i 3 MHz)
- głowica ultradźwiękowa 1 cm² (1 i 3 MHz)
- skala VA
- rysik do ekranu dotykowego
- żel kontaktowy 500 m

Cechy charakterystyczne Pulson 400:

- 2-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej i fonoforezy,
- 2 oddzielne regulatory natężenia,
- port USB do aktualizacji protokołów,
- wbudowane protokoły lecznicze,
- wbudowany program ułatwiający wykonywanie zabiegów fonoforezy,
- wbudowany program diagnostyczny,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- wolne miejsca w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
- zintegrowana lista przeciwwskazań,
- biblioteka anatomiczna pozwalająca na dobór zabiegu poprzez wskazanie części ciała podlegającej rehabilitacji,
- kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4" (SVGA: 800 x 600 px),
- system GTS 2,
- pomoc i ekrany informacyjne,
- możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Dane techniczne:

Max. pobór mocy:	100 VA
Napięcia sieciowe:	100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]:	260 x 360 x 285
Waga [kg]:	ok 7,8 kg
Ilość języków:	13

Informacje:

Model: