


DUO 400 - dwukanałowy aparat do elektroterapii



Opis produktu:

Duo 400 to dwukanałowy **aparat do elektroterapii**, który wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz dotykowy i wygodny interfejs. **Aparat Duo 400** został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Jest to unikalnie zaprojektowany **aparat do elektroterapii**, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

DUO 400 - dwukanałowy aparat do elektroterapii

Aparat Duo 400 został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Jest to unikalnie zaprojektowany aparat do elektroterapii, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki. Duo 400 to najnowocześniejszy aparat na rynku, który jest łatwy w obsłudze, dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi i przejrzystemu menu

Wykorzystanie prądu interferencyjnego, który głębiej penetruje tkanki, istotnie zmniejsza ból oraz poprawia funkcję w długim terminie u pacjentów cierpiących na ból dolnego odcinka pleców. Stymulacja wysokonapięciowa (HVES) oraz TENS jest pomocna w leczeniu dyskopatii dolnego odcinka kręgosłupa, niemniej prąd interferencyjny skutkował bardziej efektywną redukcją objawów¹

Aparat do elektroterapii Duo 400 łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą technologią. Dzięki rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać w prosty i logiczny sposób. Ekran jest intuicyjnie zaprojektowany i w sposób przejrzysty prowadzi przez dostępne funkcje.

Zaawansowany aparat do elektroterapii

Aparat do elektroterapii Duo 400 został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Unikalnie zaprojektowany produkt, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki. To dzieło sztuki użytkowej powinno znaleźć się w każdym nowoczesnym gabinecie.

- Duży kolorowy ekran dotykowy TFT (10,4 cala, 800 x 600 pikseli, SVGA).
- Doskonały kąt widzenia dla Ciebie i Twojego pacjenta.

Funkcjonalność

Aparat Duo 400 został zaprojektowany zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną pracę znacznie łatwiejszą. Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Połączenie najwyższej jakości wykonania z prostotą obsługi sprawia, że i Ty i Twój pacjent zauważycie różnice.

- Hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu.
- 2 oddzielne regulatory natężenia.
- Port USB do aktualizacji protokołów.
- Ekran dotykowy.

Terapie:

- elektroterapia (2 niezależne kanały), jednoczesne leczenie 2 pacjentów,

Cechy charakterystyczne Duo 400:

- 2 niezależne kanały umożliwiające jednoczesne leczenie 2 pacjentów,
- 2 oddzielne regulatory natężenia,
- tryb prądu stałego (CC) i tryb stałego napięcia (CV),
- pamięć zabiegowa z wbudowanymi protokołami leczniczymi (137 celów, 145 wskazań, 48 programów zabiegowych),
- 9 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
- kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT, o przekątnej 10,4" (SVGA: 800 x 600 px),
- obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez

- wybór konkretnego numeru programu,
- 500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
 - zintegrowana lista przeciwwskazań,
 - biblioteka anatomiczna (118 obszarów ciała),
 - pomoc i ekrany informacyjne,
 - port USB do aktualizacji protokołów,
 - możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Akcesoria standardowe do Duo 400:

- kable do elektrod (2 szt.),
- elektrody gumowe 6 x 8 cm (4 szt.),
- torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
- pasy mocujące 5 x 60 cm (4 szt.),
- skala VAS,
- rysik do ekranu dotykowego,
- złącze do testowania.

Zobacz prezentację serii 400:

Bibliografia:

1. Rajfur J. et al.: Efficacy of Selected Electrical Therapies on Chronic Low Back Pain: A Comparative Clinical Pilot Study. Med Sci Monit, 2017; 23: 85-100

Informacje:

Liczba kanałów: 2
Mobilność: Brak akumulatora
Typy prądów: Mikroprądy
Typy prądów: Interferencyjne
Typy prądów: TENS
Typy prądów: Diadynamiczne
Typy prądów: Galwaniczne
Opcje dodatkowe: Programy własne
Opcje dodatkowe: Biblioteka anatomiczna
Opcje dodatkowe: Elektrodiagnostyka

Model:

Aparaty Gymna obudowa: biały, czarny