



AS Super 4 Digital - czterokanałowy przenośny elektrostymulator igłowy

Opis produktu:

Czterokanałowy, przenośny elektrostymulator igłowy, generujący prąd stały (używany np. podczas akupunktury lub zabiegów znieczulających).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AS Super 4 Digital - Czterokanałowy przenośny elektrostymulator igłowy

Elektrostymulator igłowy **AS Super 4 Digital** jest przenośnym urządzeniem do elektroakupunktury i zabiegów znieczulających wykorzystującym przezskórną stymulację przy użyciu stałego prądu elektrycznego aplikowanego na igły do akupunktury.

Elektroakupunktura jest uznanym elementem **medycyny chińskiej** stosowanym od wielu lat jako komplementarna część tradycyjnej akupunktury. **AS Super 4 Digital** posiada cztery niezależne kanały zabiegowe z możliwością prowadzenia zabiegu na 8 igieł jednocześnie oraz oferuje możliwość aplikowania dwóch programów zabiegowych jednocześnie.

Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę dzięki zdefiniowanym 30 protokolom terapeutycznym zgrupowanym w 9 programach zabiegowych i wyświetlaniu na bieżąco parametrów zabiegu na czytelnym wyświetlaczu LCD.

Użytkownik lub terapeuta zlecający zabiegi elektrostymulacyjne ma możliwość zdefiniowania do 7 własnych protokolów zabiegowych w grupach programów nr 1 i 3. Elektrostymulator zasilany jest z

sieci za pomocą zasilacza lub z 4 baterii typu AAA.

Dostępne prądy:

- TENS niskiej częstotliwości
- TENS wysokiej częstotliwości
- TENS uderzeniowy (Burst)
- Stymulacja HAN
- Modulacja częstotliwościowa
- Stymulacja mięśniowa

Elektrostymulator AS Super 4 Digital 2 jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
Waga: 191 g
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 4
Ilość gotowych programów: 30
Rodzaj stymulatora: do zastosowań inwazyjnych
Typy prądów: TENS uderzeniowy (Burst)
Typy prądów: TENS
Typy prądów: Stymulacja HAN
Typy prądów: Modulowana częstotliwość
Typy prądów: Stymulacja mięśniowa
Wymiary: 17,5 x 11,3 x 4,5 cm
Zasilanie: 6,0 V (baterie 4 AAA x 1,5 V) / zasilacz sieciowy 220/230 V, 50-60 Hz
Blokada wybranego programu: Tak
Częstotliwość: 1-120 Hz
Dostępne programy: przeciwbólowe
Dostępne programy: stymulacja mięśni
Dostępne programy: kapilaryzacja mięśni
Dostępne programy: fitness
Dostępne programy: relaksacyjne
Elektrostymulacja: akupunktura
Funkcje wyświetlacza: Wybrany program
Funkcje wyświetlacza: Czas zabiegu
Funkcje wyświetlacza: Natężenie (4 kanały niezależne)
Funkcje wyświetlacza: częstotliwość
Funkcje wyświetlacza: Długość impulsu
Natężenie prądu: 15 mA
Natężenie prądu: 0.1-20 (przy oporze rzeczywistym 1 Ω)
Programy użytkownika: 7

Model:

Rodzaj zasilania: sieciowe lub baterie

Szerokość impulsu: 50-300 μ s

Wyświetlacz: LCD

Wyłączenie automatyczne: Po dwóch minutach
bezczynności

Zapis i odczyt parametrów: Tak