

Aplikatory do masażu wibracyjnego do aparatów Fleximatic



Opis produktu:

Aplikatory do masażu wibracyjnego do aparatów Fleximatic.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikatory do masażu wibracyjnego do aparatów Fleximatic:

AP 212	Aplikator do masażu delikatnego-okrągła gąbka z 5 jednorazowymi osłonkami
AP 216	Aplikator do głębokiego masażu mięśni-4 gumowe kule
AP 227	Aplikator do pracy nad punktami spustowymi-stożek
AP 230	Aplikator do relaksacji i drenażu-profilowana gąbka z 5 jednorazowymi osłonkami

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Aplikatory do masażu wibracyjnego do aparatów Fleximatic: AP209FR - Adaptor do

przeprowadzania opukowania, AP212 - Duży okrągły aplikator z gąbki do delikatnego masażu, AP214M - Kpl. 10 krążków do masażu i eksfoliacji (miękkie i szorstkie), AP214FC - Kpl. 10 szorstkich krążków do eksfoliacji i peelingu , AP214FS - Kpl. 10 miękkich krążków do masażu i eksfoliacji , AP215S - Aplikator z wypustkami do głębokiego masażu, AP216 - Aplikator do głębokiego masażu mięśni, AP217SD - Aplikator gumowa półkula do masażu brzucha, AP222 - Aplikator stożkowy do masażu dłoni i stóp, AP223 - Aplikator z dwiema kulami do masażu głębokiego, AP224 - Aplikator okrągły, płaski do terapii ciepło/zimno, AP225S - Aplikator z małymi wypustkami , AP226SD - Aplikator z wypustkami ssącymi, AP227 - Aplikator do pracy nad punktami spustowymi, AP229SD - Aplikator okrągły, płaski do drenażu oskrzeli, AP230 - Aplikator do relaksacji i drenażu