


Splinty dla dzieci - Usztywnienia pneumatyczne Urias



Opis produktu:

Splinty URIAS, wykonane ze specjalnego tworzywa, zostały zaprojektowane do rehabilitacji pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. W krótkim czasie znalazły też zastosowanie w terapii małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Splinty dla dzieci - usztywnienia pneumatyczne Urias

Splinty URIAS, wykonane ze specjalnego tworzywa, zostały zaprojektowane do rehabilitacji pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. W krótkim czasie znalazły też zastosowanie w terapii małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Gwarancja 6 miesięcy.

Splinty wykorzystywane są podczas rehabilitacji:

- poudarowej,
- ortopedycznej,
- reumatologicznej,
- stwardnienia rozsianego,

- chirurgia dłoni,
- obrzęków,
- zaburzenia chodu u dzieci,
- innych przypadków.

Służą do usztywniania kończyn pacjenta w pożądanej przez terapeutę pozycji, wspomagając tym samym proces nabywania właściwych nawyków. Są pomocne przy przeprowadzaniu ćwiczeń ruchowych, doskonale współgrają z innym sprzętem (np. piłki terapeutyczne, huśtawki, podesty do ćwiczeń sensomotorycznych).

Jako łatwe w użyciu, po udzieleniu odpowiedniego instruktażu mogą być aplikowane przez osoby niewykwalifikowane (rodzina, opiekunowie) i wykorzystane przez pacjentów do rehabilitacji w domu.

Dostępne splinty:

Część górna	
73-020-0	Splint terapeutyczny kończyny górnej 20 cm, dziecięcy
73-030-0	Splint kończyny górnej 30 cm, dziecięcy
73-040-0	Splint kończyny górnej 40 cm, dziecięcy
74-019-0	Splint dłoni 20 cm D/C, dziecięcy
74-020-0	Splint kończyny górnej 20 cm, dziecięcy
74-030-0	Splint kończyny górnej 30 cm, dziecięcy
74-040-0	Splint kończyny górnej 40 cm, dziecięcy
74-050-0	Splint kończyny górnej 50 cm, dziecięcy
70-109-0	Dwukomorowy splint dłoniowy, dziecięcy
Część dolna	
73-125-0	Splint kończyny dolnej, extension 25 cm, dziecięcy
73-135-0	Splint kończyny dolnej, extension 35 cm, dziecięcy

73-145-0	Splint kończyny dolnej, extension 45 cm, dziecięcy
74-120-0	Splint podkolanowy 20 cm, dziecięcy
74-140-0	Splint kończyny dolnej, extension 40 cm, dziecięcy
74-150-0	Splint kończyny dolnej, extension 50 cm, dziecięcy
74-160-0	Splint kończyny dolnej, extension 60 cm, dziecięcy
Inne	
70-010-0	Zestaw poudarowy - (8 części) zamknięty
75-000-0	Ustnik x 100 szt.
75-020-0	Mini zestaw 1 filtr i 20 ustników
75-011-0	Filtr x 5 szt.

Informacje:

Kategoria: Usztywnienia kończyn

Model:

Splinty dla dzieci: 70-109-0DC Dwukomorowy dłoniowy, 74-019-0 dłoni 20 cm D/C, 74-020-0 kończyny górnej 20 cm, 74-030-0 kończyny górnej 30 cm, 74-040-0 kończyny górnej 40cm, 74-050-0 kończyny górnej 50 cm, 74-120-0 podkolanowy 20 cm, 73-020-0 terapeutyczny kończyny górnej 20cm, 73-030-0 kończyny górnej 30cm, 73-040-0 kończyny górnej 40cm, 74-230-0 - kończyna dolna gaiter 30 cm, 74-240-0 - kończyna dolna gaiter 40 cm, 74-250-0 - kończyna dolna gaiter 50 cm, 73-125-0 kończyny dolnej, extension 25cm, 73-135-0 kończyny dolnej, extension 35cm, 73-145-0 kończyny dolnej, extension 45cm, 74-140-0 kończyny dolnej, extension 40cm, 74-150-0 kończyny dolnej, extension 50cm, 74-160-0 kończyny dolnej, extension 60cm, 75-020-0 Mini zestaw 1 filtr i 20 ustników, 75-000-0 Ustnik x 100 szt., 75-000-1 Ustnik x 10 szt., 75-011-0 Filtr x 5 szt.