

Pomarańczowy konik do skakania Rody Max



Opis produktu:

Pomarańczowy konik do skakania Rody Max to nadmuchiwana zabawka ruchowa o wymiarach **wys. 65 / 43 cm, dł. 65 cm, obwód max 100 cm**. Zaprojektowany z myślą o aktywnej zabawie, wspiera rozwój **równowagi, koordynacji i siły mięśni** u dzieci.

Dzięki możliwości regulacji stopnia napompowania można dopasować jego sprężystość do wieku i potrzeb dziecka. Przyjazny wygląd oraz wygodne uchwyty w formie uszu zachęcają do bezpiecznej i radosnej aktywności.

Zastosowanie:

Terapia zabawą

Motoryka duża

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pomarańczowy konik do skakania Rody Max

Gumowa zabawka stworzona do **zaspokajania potrzeb ruchowych dzieci** (z wyjątkiem Rody Junior, który nie nadaje się do skakania). Dostępne modele i kolory to **Konik Rody Junior** (jasnoniebieski, żółty lub różowy), **Konik Rody** (czerwony, żółty albo niebieski), **Konik Rody Max** (pomarańczowy), **Konik Gyffy** (żółty) oraz **Królik Raffy** (limonka i różowy).

Konik to bardzo **przydatna zabawka** zwłaszcza we wczesnym etapie życia **dziecka**. Pozwala **zaspokajać potrzeby ruchowe dzieci**, a w tym samym czasie **wykształca i wzmacnia równowagę**. **Przyjazny wygląd** oraz **długie uszy** zamiast standardowych uchwytów jeszcze bardziej **zachęcają do zabawy**. Można zmienić **Konika** w **konia na biegunach** po doczepieniu plastikowej podstawki, dostępnej oddzielnie.

Dlaczego Rody jest tak wyjątkowy?

- **Poprawia umiejętności motoryczne.** Konik Rody zapewnia dzieciom zabawę, jednocześnie budując mięśnie i poprawiając zdolności motoryczne malucha. Odbijanie wzmacnia mięśnie nóg, jednocześnie poprawiając pracę ramion i chwytów, gdy dziecko trzyma się uszu Rody'ego. Siła mięśni rdzenia wzmacnia się, gdy dziecko porusza się, aby utrzymać równowagę.
- **Unikalny design.** Zaokrąglony kształt, stworzony przez połączenie kul, zapewnia doskonałą sprężystość i bezpieczeństwo. Jego unikalna konstrukcja powoduje, że środek jest wyprofilowany, dzięki czemu tworzy naturalnie zrównoważone i wygodne siedzisko dla jeźdźcy. Ponadto, zaokrąglony kształt wraz z uśmiechniętym wyrazem twarzy sprawiają, że konik od razu przypadnie do gustu dzieciom.
- **Bezpieczeństwo materiału i najwyższa wydajność odbicia.** Zastosowany materiał, zgodny z najbardziej rygorystycznymi europejskimi i amerykańskimi przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, stanowi doskonałe połączenie wytrzymałości, miękkości i elastyczności, aby zagwarantować najlepsze przeżycia jeździeckie w życiu.

Dane szczegółowe:

Średnica:	25cm + 20cm długości (Konik Rody Junior), 54cm + 45cm długości (Konik Rody, Konik Gyffy, Królik Raffy), 66cm + 66cm długości (Konik Rody Max)
Materiał:	guma
Waga:	-
Kolor:	niebieski [Konik Rody Junior, Konik Rody], czerwony [Konik Rody], żółty [Konik Rody Junior, Konik Rody, Konik Gyffy, Królik Raffy], limonka [Królik Raffy], pomarańczowy [Konik Rody Max], różowy [Rody Junior, Królik Raffy]
Zastosowanie:	ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia sensomotoryczne
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Informacje:

Materiał: guma

Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Kolor: pomarańczowy

Wymiary: 66 cm (wysokość) + 66 cm (długość)

Model: Konik Rody Max

Model: