

Bananek do trakcji do stołów do masażu Terapeuta



Opis produktu:

Bananek do trakcji do stołów do masażu
Terapeuta i Galaxy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bananek do trakcji do stołów do masażu Terapeuta i Galaxy. To także wygodne uchwyty do

mobilizacji barku przy trakcji.

Informacje:

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

Typ: 2. Kształtki rehabilitacyjne

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium
Bananek - Ilość sztuk: 1 szt, 2 szt