



Stacja pomiarowa SECA 285

Opis produktu:

Stacja pomiarowa Seca 285 z bezprzewodową transmisją danych do **ważenia i mierzenia wzrostu**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stacja pomiarowa Seca 285 umożliwia ważenie i mierzenie w jednym kroku roboczym. Jej dalsze plusy to stabilna szklana platforma na stałe połączona z wagą o **dużej nośności**, **pozycjoner pięt** oraz **trwały suwak pomiarowy** do precyzyjnego umieszczania na głowie według wskazań **płaszczyzny frankfurckiej**.

Oprócz tego stacja posiada dwa wyświetlacze. Jeden służy do bezpośredniego **odczytywania wzrostu przy talerzu**, drugi trzywierszowy jest wyświetlaczem dotykowym, który wyświetla **masę ciała, wzrost i automatycznie obliczany BMI**.

Bardzo precyzyjna 50-gramowa podziałka pozwala na wychwycenie nawet niewielkich zmian masy ciała, natomiast wszystkie wyniki mogą być bezprzewodowo przesyłane poprzez **seca 360° wireless**.

Cechy charakterystyczne stacji pomiarowej Seca 285

- Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z bezpłatnym oprogramowaniem,
- Funkcja Direct Print, informuje pacjenta jaki jest jego stan odżywienia,
- Duże dopuszczalne obciążenie wynoszące 300 kg,

- Dwa zintegrowane wyświetlacze elektroniczne,
- Automatyczne obliczanie BMI dzięki automatycznemu przesyłaniu wyników wzrostu i wagi,
- Trzywierszowy wyświetlacz, który wyświetla masę ciała, wzrost i wskaźnik BMI,
- Łatwe przesuwanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym,
- Małe zużycie prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą,
- 4 regulowane punkty podparcia,
- Szklana podstawa doskonała do dezynfekcji.

Seca 285 - kompleksowe narzędzie pomiarowe

Stacja pomiarowa seca 285 wyposażona jest w wyświetlacz przy talerzu suwaka pomiarowego, umożliwia łatwy odczyt wzrostu podczas ważenia.

Seca 285 - bezprzewodowa transmisja danych

W celu przesłania wyników pomiarowych bezpośrednio na drukarkę **Seca 360° wireless** lub do komputera wystarczy nacisnąć jeden przycisk na łatwym do czyszczenia wyświetlaczu dotykowym.

Informacje:

Rodzaj: platformowa
Transmisja danych: bezprzewodowa
Transmisja danych: USB
Wymiary: 434 x 2.394 x 466 mm
Zasilanie: Zasilacz
Zasilanie: baterie w pozycjonerze głowy
Dokładność pomiaru: 50 g Poniżej 150 kg
Powyżej 100 g
Funkcje: Pre-TARA
Funkcje: TARA
Funkcje: HOLD
Funkcje: Auto-Clear
Funkcje: SEND/PRINT
Funkcje: funkcja matka/dziecko
Funkcje: Auto-HOLD
Funkcje: Auto-BMI
Funkcje: CLEAR
Funkcje: automatyczna zmiana zakresów
ważenia
Funkcje: ustawiana amortyzacja
Funkcje pozycjonera głowy: dowolny wybór
punktu zerowego
Funkcje pozycjonera głowy: automatyczne
wyłączanie
Funkcje pozycjonera głowy: SEND/PRINT
Funkcje pozycjonera głowy: HOLD
Klasa dokładności: III
Kompatybilność z: Drukarką 360° wireless
advanced seca 466
Kompatybilność z: Drukarką 360° wireless seca

Model:

465

Kompatybilność z: Adapterem USB 360° wireless
seca 456

Kompatybilność z: Oprogramowaniem seca emr
flash 101

Nośność: 300 kg

Podziałka: 1 mm

Zakres pomiaru: 30 - 220 cm