

Ciśnieniomierz naramienny BP2 z pomiarem EKG LEPU Medical

Opis produktu:

Ciśnieniomierz naramienny BP2 z EKG mierzy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, częstość tętna oraz rejestruje 30-sekundowy zapis EKG w jednym urządzeniu. Jednokanałowe EKG w odprowadzeniach I, II i przedsercowym wykrywa arytmie, tachykardię i bradykardię. Bezprzewodowa konstrukcja z wbudowanym akumulatorem i wynikami synchronizowanymi z aplikacją mobilną ułatwia regularną samokontrolę.

Zdjęcia produktu:














Szczegółowy opis produktu:

Ciśnieniomierz i EKG 2w1

Ciśnieniomierz naramienny BP2 z pomiarem EKG do samokontroli

Ciśnieniomierz naramienny BP2 łączy w jednej, bezprzewodowej obudowie precyzyjny pomiar ciśnienia tętniczego, częstości tętna oraz jednokanałowy zapis EKG. Urządzenie zaprojektowano do regularnej samokontroli domowej – szczególnie u osób z nadciśnieniem tętniczym. Wyniki są prezentowane na ekranie OLED i synchronizowane z aplikacją mobilną.

Ważne: Urządzenie jest przeznaczone do regularnej samokontroli i nie zastępuje specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Rodzaj EKG Jednokanałowe Czas zapisu EKG 30 sekund Wyświetlacz Czytelny OLED Okres gwarancji 24 miesiące

Dwa badania w jednym

Konstrukcja bez kabli

Wbudowany akumulator

Zapis EKG i wykrywanie nieprawidłowości rytmu

Dzięki elektrodzie zintegrowanej z obudową 30-sekundowe badanie EKG nie wymaga podłączania dodatkowych przewodów. Urządzenie wspiera wczesne wychwytywanie zaburzeń pracy serca:

Odprowadzenia EKG Możliwość rejestracji zapisu w odprowadzeniach I, II oraz przedsercowym. Analiza zaburzeń Wykrywanie arytmii, tachykardii (zbyt szybkie tętno) oraz bradykardii (zbyt wolne tętno). Aplikacja mobilna Podgląd wyników w czasie rzeczywistym i generowanie raportów gotowych do wysłania lekarzowi.

Mobilność i wygoda na co dzień

Zintegrowany, lekki mankiet oraz brak plączących się wężyków sprawiają, że ciśnieniomierz BP2 można wygodnie zabrać w podróż. Wszystkie parametry są wyraźnie widoczne na ekranie OLED.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy urządzenie może zastąpić wizytę u lekarza?

Nie. Urządzenie służy wyłącznie do samokontroli, a wszelkie wykryte nieprawidłowości rytmu serca należy skonsultować z lekarzem.

Jak przesłać wyniki do lekarza?

Dane są automatycznie synchronizowane z aplikacją mobilną, z poziomu której można wygenerować i udostępnić raporty z badań.

W jakich odprowadzeniach można wykonać EKG?

Zapis EKG można zarejestrować w trzech wariantach: w odprowadzeniu I, II oraz przedsercowym.

Jakie nieprawidłowości rytmu wykrywa urządzenie?

Urządzenie identyfikuje arytmie, tachykardię (zbyt szybki rytm) oraz bradykardię (zbyt wolny rytm).

Informacje:

Rodzaj elektrod EKG: Jednokanałowe
Gwarancja: 24 miesiące
Zasilanie: Wbudowany akumulator z możliwością ładowania
Wyświetlacz: OLED

Model: